



C.O.I.
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl

Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (+39) 02 29526650/1
E-Mail: info@coivision.com

OCCHIALI ANAGLIFICI
SCHEDA TECNICA – CND Z12120199

	<p>62.041.07 OCCHIALINO OVALE Rosso/Verde filtri rosso/verde complementari per dissociare elastico regolabile e vite centrale per variare appoggio naso Verde: Trasmissione Y%= 3.6/ Assorbimento 1.44 Rosso: Trasmissione Y%= 11.09/ Assorbimento 0.063888 BD/RDM: 2536850/R</p>
	<p>63.005.00 OCCHIALINO COI filtri Rosso/Verde filtri primari (Verde: Trasmissione Y%= 3.6/Assorbimento 1.44 Rosso: Trasmissione Y%= 11.09/Assorbimento 0.063888) in cartoncino plastificato modello con astine</p>
	<p>63.005.01 OCCHIALINO FILTRI Rosso/Verde filtri in poliestere da 0.15mm struttura in cartoncino bianco</p>
	<p>63.005.02 OCCHIALE TONDO FILTRI Rosso/Verde modello reversibile in metallo con lenti R/V Verde: Trasmissione Y%= 3.6/Assorbimento 1.44 Rosso: Trasmissione Y%= 11.09/Assorbimento 0.063888</p>
	<p>63.005.03 OCCHIALE NERO con FILTRI ROSSO/VERDE montatura in plastica filtri colorati in poliestere da 0.15mm</p>
	<p>63.005.04 OCCHIALE PEDIATRICO in gomma morbida lenti in vetro colorato in pasta D.I. 56 se usato con il TNO montare la lente rossa su occhio Sx (Verde: ND 1.527 - Rosso ND 1.523)</p>
	<p>63.005.05 AGGIUNTIVO FlipOn ROSSO/VERDE formato da due sottili pellicole colorate utilizzabile anche con gli occhiali durante i test o gli esercizi modello reversibile</p>
 Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)	