

C.O.I. COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl










Via Paganini, 10 - 20131 MILANO

tel. (+39) 02 29526650

E-Mail: info@coivision.com – www.coivision.com

SCHEDA TECNICA BATTERIA HEINE (315)

X-002.99.315

	Cod. X-002.99.315 BATTERIA HEINE (315) Si tratta di una batteria sostitutiva da 3,6 V per i manici Heine BETA R, BETA TR, BETA NT, BETA NiMH e le testine. Sostituisce la batteria X-002.99.380 e X-002.99.382				
	Dati Volt: 3,6 V Capacità della batteria: 1000 mAh Chimica della batteria: Idruro di nichel metallico (NiMH) Marchio del prodotto: Heine				
	<table border="1"><tr><td></td><td>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG Dornierstr. 6 82205 Gilching Deutschland Tel: +49 8105 7728 0</td></tr><tr><td>REF</td><td>X-002.99.315</td></tr></table>		HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG Dornierstr. 6 82205 Gilching Deutschland Tel: +49 8105 7728 0	REF	X-002.99.315
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG Dornierstr. 6 82205 Gilching Deutschland Tel: +49 8105 7728 0				
REF	X-002.99.315				
Realizzati nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745	    				

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE



La sottoscritta
C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA
Via Paganini, 10 – 20131 Milano

dichiara che il prodotto: **X-002.99.315 BATTERIA HEINE (315)**

è conforme
alle disposizioni del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I e successive modifiche

aggiornato al 02/2023